

Hearizon startgids voor 12 dagen

Uw weg naar beter horen

Voor het beste gebruik adviseren wij om eerst de startgids door te nemen. In deze gids leggen we stap voor stap uit hoe u het product gebruikt en waar u op moet letten in de eerste dagen.

Uw hersenen hebben tijd nodig om zich weer aan meer geluiden aan te passen. Begin daarom geleidelijk voor het beste resultaat.

Zorg ervoor dat het product goed en comfortabel geplaatst is voordat u het gebruikt. Een verkeerde plaatsing kan invloed hebben op de werking en het resultaat. Controleer daarnaast of het product voldoende is opgeladen en correct is ingesteld.

Twijfelt u of het product goed zit of werkt? Ga dan een stap terug in de gids en doorloop de instructies opnieuw.

DAG 1-4

Begin met het dragen van uw hoortoestellen gedurende 30 minuten per dag en bouw dit elke dag geleidelijk op. Het kan zijn dat alledaagse geluiden, zoals achtergrondgeluiden, luider lijken. Dit is normaal.

DAG 5-8

U zult zich steeds meer op uw gemak voelen in verschillende omgevingen. Wees geduldig terwijl uw hersenen leren om geluiden op natuurlijke wijze te prioriteren en te filteren.

DAG 9-12

Luisteren gaat steeds gemakkelijker en geluiden klinken helderder en natuurlijker. U zult de rijkdom van het dagelijks leven, gesprekken, muziek en momenten die u gemist heeft, herontdekken.

Hoe voorkomt u fluitgeluiden?

1. Breng het apparaat correct in: trek het oor omhoog en plaats het apparaat stevig
2. Kies de juiste maat (S/M/L): een goede pasvorm = geen luchtlekkage
3. Begin met een laag volume: verhoog dit geleidelijk
4. Breng het niet te diep in: stop bij de natuurlijke positie
5. Houd het schoon: reinig de oordopjes en de microfoon

Komt u er toch niet helemaal uit of heeft u vragen tijdens het gebruik? Onze klantenservice staat voor u klaar en helpt u graag verder. U kunt contact met ons opnemen per e-mail of telefonisch. Samen zorgen we ervoor dat u het product optimaal kunt gebruiken.

