



Stand Up Chair

Rise to comfort and vitality with the Vitadora Stand Up Chair!



VitaDora

LIVE. BETTER. LONGER.



Stand Up Chair

Congratulations!

You have just purchased the Vitadora Stand Up Chair , a product designed with quality, safety and functionality in mind. Please read this manual carefully before using this product, especially the safety chapter, so that you can use it correctly and enjoy your new Vitadora Stand Up Chair to the fullest and safely. Keep this manual for future reference when necessary.

2. Safety instructions



We recommend that you read all instructions carefully before you start using your new Stand Up Chair



- Check the compatibility of the mains and machine voltages before starting to use it.
- The chair operates at a voltage of 12 V, which is completely safe for human use. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug.
- Unplug the product when not in use.
- Do not use the chair outdoors.
- Do not carry this appliance by supplied cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by on or near children or people with disabilities.
- This unit is not a toy. Children should not use it or play with it.
- Do not stand on the chair.
- Do not clean with water or chemicals. When cleaning, do not forget to unplug it first.
- Stop using the chair immediately in case of discomfort.
- If the use of this elevator chair causes discomfort, it should be discontinued immediately without attempting to manipulate the mechanism.

Health caution

- If you have any concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.
- If you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time. Discontinue use and consult your doctor. Persistent pain could be a symptom of a more serious condition.
- For people with a pacemaker: A recliner typically contains electric motors and electromagnetic fields, which should not directly interfere with the functioning of a pacemaker, as modern pacemakers are well shielded against such influences. However, it is always wise to consult your doctor to ensure there are no

specific risks in your situation, especially if your pacemaker or medical condition is unique.



Attention!

- Only one person can sit in the chair at a time.
- Do not use this chair if you notice that the cables, screws or anchors are in poor condition. Regularly check the condition of cables, screws and anchors to ensure the optimal functioning of your chair.
- Do not use the chair if any part is missing or broken.
- This chair should only be handled or repaired by an authorized technician.
- The box with the transformer and remote controls for your chair is located on the underside of the chair, between the chair's frame.

3. Before using your chair recliner for the first time


1. Thoroughly clean the removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products to clean the chair.
2. Place the chair on a flat floor. When moving the chair, consider the type of flooring. For floors prone to scratches, it is advisable to attach felt pads under the legs of the chair to prevent damage. We do not accept responsibility for damage to the floor caused by the chair.
3. Never lift your chair by the armrests. When moving the chair, lift it from the bottom of the armrests or the side panel.
4. Ensure that the main power supply has sufficient power for the voltage required by the chair.
5. Avoid direct sunlight or placing your chair near a fireplace/wood stove to prevent discoloration or distortion of the chair.

4. Assembly of the chair.


- To facilitate handling, the Stand Up Chair is delivered in several parts that can be easily assembled.
- Unpack all parts. Place them on the floor in an unobstructed location, preferably in the area where you intend to permanently place it.
- Assembly is very simple. We recommend having two people do this.

5. Steps for chair assembly

1. Carefully slide the backrest piece of the chair until it fits snugly into the base.
2. Connect the wires as shown in the figure (connectors).
3. Do not force any connection as each plug only fits its mate (the one of the same color)



Assembly



Connectors

6. How to recline your chair, fold down the footrest and elevate the chair

1. Both the backrest recline, footrest folding and elevation functions are automatic.
2. You will only need to press the buttons on the controller that controls these functions (Figure A).
3. Using the button  you can recline the backrest at the same time as the footrest is lowered. As it is automatic, you only must release the button when you reach the desired position.
4. To return to the initial position, press the button . Holding the button down will start to raise the chair until the person occupying the chair is almost standing.
5. Starting from the initial position, if you want to use the elevating function, press the button  until you reach the desired elevating position.
6. To return to the initial position, press the button .

7. Remote control



How to use

1. Insert adapter jack into the socket found on back of the chair, then plug the adapter into a wall outlet
2. Turn the unit ON by pressing the POWER button once, The LED will illuminate when power is on.

8. Maintenance instructions

To store:

Place the unit in its box or safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric. Do not wrap the power cord around the unit. Do not hang the unit by the power cord.

To clean:

- Ensure the unit is unplugged from the power source, and allow to cool before cleaning.
- Do not place in any liquid to clean. Clean fabric cover by wiping with a damp sponge, using a mild detergent or suds. Pat dry with clean, dry cloth.
- Do not use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass / furniture polish, paint thinner or too hot water to clean the unit.
- To clean the unit, make sure the massager is unplugged. Allow the unit to cool and the wipe down with a damp clean cloth. Do not use any strong chemical cleaners.

Technical specifications

Dimensions:

Width 85.5cm

Depth 96-155.5cm

Height 102.5-79

Height when lift up 137.5cm

Material: Technology Fabric + Foam

INSTRUCTIONS – AC/DC Switching Power Supply

INTENDED USE

The Switching Power Supply (SPS) are intended to supply home applications or IT equipment and office equipment or medical device with safe extra low voltage. The SPS is an appliance inlet type (or directly plugged in a socket outlet) while the device to be supplied is connected with a cord and plug from the SPS. Observe and follow the instructions and cautions as follows. Otherwise SPS damage and/or serious injury may occur. Save these instructions for further reference. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

SAFETY INSTRUCTIONS

Connections:

- Only connect with supply voltage equal to the voltage shown on the SPS;
- Only connect with a load which does not exceed the rated load of the SPS;
- Only use the SPS in conjunction with recommended products;
- Duty cycle: Max 10%, Max T_{ON}: 2minutes.
- The Power unit is intended to be correctly orientated in vertical or floor mount position.

Ambient Conditions:

- Operating temperature: 0°C ~ 30°C
- Operating relative humidity: 20% ~ 95%
- Storage temperature: 0°C ~ 60°C
- Storage relative humidity: 20% ~ 95%
- Do not operate near fire or in high temperature ambient;
- Do not use this SPS in a dusty ambient;
- Only operate the SPS in dry rooms indoors.
- Do not expose to water or other conductive liquid electric shock hazard.

Cautions:

- Do not place the SPS near easily inflammable material when it is operating;
- Allow air ventilation around the SPS for cooling. Do not cover the SPS while it is operating otherwise
- overheating will occur;
- Place the SPS out of reach for children. Do not allow children to play with the SPS.

SUGGESTION:

ZB-H290020_A: DC29V 2A

MAINTENANCE:

- Check the power supply cord and output cord for damages before use;
- Check the enclosure for cracks or other damages before use;
- ATTENTION: Do not operate the SPS if the connection cords or the enclosure are damaged; A damaged SPS can not be repaired. Disable the damaged SPS in an obvious way .So that it won't represent a hazard to others. Please dispose off a damaged SPS according to the local regulations;
- The SPS may be cleaned with a damp towel, but may never get in direct contact with water. After
- cleaning, please make sure that the SPS is dried completely;
- Do not use any organic solvents (petrol, alcohol, etc.) for cleaning the SPS. The case of the SPS may
- be damaged and explosive vapour may develop. Do not use any sharp edged objects for cleaning.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Fuse only replaceable by qualified professional. Symbol explain:

SPECIFICATIONS:

Input voltage range: AC100-240V, 50/60Hz;
Rated Output Voltage: ZB-H290020_A: DC29V 2A;

Symbol explain:

	Double or reinforced insulated protection
	It is Compliance with WEEE directive
	Refer to user's manual before use
	Refer to user's manual before use



VitaDora

LIVE. BETTER. LONGER.



Stand Up Chair

Gefeliciteerd!

U heeft zojuist de Vitadora Stand Up Chair gekocht, een product ontworpen met kwaliteit, veiligheid en functionaliteit in gedachten. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken, met name het hoofdstuk over veiligheid, zodat u het correct kunt gebruiken en optimaal en veilig kunt genieten van uw nieuwe Vitadora Stand Up Chair. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie indien nodig.

2. Veiligheidsvoorschriften



We raden aan om alle instructies zorgvuldig te lezen voordat je begint met het gebruik van uw nieuwe Vitadora Sta-op Stoel.



- Controleer de compatibiliteit van de netspanning en de spanning van het apparaat voordat je de stoel in gebruik neemt.
- De stoel werkt op een spanning van 12 V, wat volledig veilig is voor menselijk gebruik. Zorg ervoor dat het product wordt aangesloten op een stopcontact met dezelfde configuratie als de stekker.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het product niet gebruikt.
- Gebruik de stoel niet buitenshuis.
- Draag dit apparaat niet met het bijgeleverde snoer als handvat.
- Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Er moet nauwlettend toezicht worden gehouden wanneer dit apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapten.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Kinderen mogen het niet gebruiken of ermee spelen.
- Ga niet op de stoel staan.
- Niet schoonmaken met water of chemicaliën. Vergeet bij het schoonmaken niet eerst de stekker uit het stopcontact te halen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de stoel in geval van ongemak.
- Als het gebruik van deze stoel ongemak veroorzaakt, moet het gebruik onmiddellijk worden gestaakt zonder te proberen het mechanisme te manipuleren.

Gezondheidswaarschuwing

- Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.
- Ervaart u langdurige pijn in een spier of gewricht? Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom zijn van een ernstigere aandoening.
- Voor mensen met een pacemaker: Een sta op stoel bevat doorgaans elektromotoren en elektromagnetische velden. Moderne pacemakers zijn

hier goed tegen beschermd en ondervinden meestal geen storing. Toch is het verstandig om uw arts te raadplegen om er zeker van te zijn dat er in uw specifieke situatie geen risico's zijn, vooral als uw pacemaker of medische toestand uitzonderlijk is.



Let op!

- Sta niet op de stoel en gebruik hem niet als ladder.
- Slechts één persoon mag tegelijkertijd op de stoel zitten.
- Gebruik deze stoel niet als u merkt dat de kabels, schroeven of ankers in slechte staat verkeren. Controleer regelmatig de staat van de kabels, schroeven en ankers om een optimale werking van uw stoel te waarborgen.
- Gebruik de stoel niet als er een onderdeel ontbreekt of gebroken is.
- Reik niet naar de massager als deze in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Deze stoel mag alleen worden behandeld of gerepareerd door een geautoriseerde technicus.
- De doos met de transformator en afstandsbedieningen voor uw stoel bevindt zich aan de onderzijde van de stoel, tussen het frame van de stoel.

3. Voor het eerste gebruik van uw sta op stoel


1. Reinig de afneembare onderdelen grondig met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende producten om de stoel schoon te maken.
2. Plaats de stoel op een vlakke vloer. Bij het verplaatsen van de stoel moet rekening worden gehouden met de vloer. Voor vloeren die gevoelig zijn voor krassen, is het raadzaam viltjes onder de poten van de stoel te bevestigen om beschadiging te voorkomen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade aan de vloer veroorzaakt door de stoel.
3. Til uw stoel nooit op aan de armleuningen. Bij het verplaatsen van de stoel tilt u deze op vanaf de onderzijde van de armleuningen of het zijpaneel.
4. Zorg ervoor dat de hoofdvoeding voldoende vermogen heeft voor de spanning die door de stoel wordt vereist.
5. Vermijd direct zonlicht of plaatsing van uw stoel in de buurt van een open haard/houtkachel om verkleuring of vervorming van de stoel te voorkomen.

4. Montage van de stoel


- Om het hanteren te vergemakkelijken, wordt de Stand Up Chair geleverd in verschillende delen die eenvoudig kunnen worden gemonteerd.
- Pak alle onderdelen uit. Plaats ze op de vloer op een onbelemmerde locatie, bij voorkeur in het gebied waar u hem permanent wilt plaatsen.
- De montage is zeer eenvoudig. We raden aan dit door twee personen te laten doen.

5. Stappen voor stoelmontage

1. Schuif voorzichtig het rugleuningstuk van de stoel totdat het stevig in de basis past.
2. Sluit de draden aan zoals getoond in de figuur (connectoren).
3. Forceer geen enkele verbinding omdat elke stekker alleen past bij zijn tegenhanger (die van dezelfde kleur).



Assemblage



Verbindingen

6. Hoe u uw stoel kunt laten kantelen, de voetsteun kunt inklappen en de stoel kunt verhogen

1. Zowel de rugleuningkanteling, het inklappen van de voetsteun als de verhogingsfuncties zijn automatisch.
2. U hoeft alleen maar op de knoppen op de controller te drukken die deze functies bedienen (Figuur A).
3. Met de knop  kunt u de rugleuning laten kantelen terwijl de voetsteun wordt neergelaten. Omdat het automatisch is, hoeft u de knop alleen los te laten wanneer u de gewenste positie heeft bereikt.
4. Om terug te keren naar de oorspronkelijke positie, drukt u op de knop . Als u de knop ingedrukt houdt, begint de stoel te stijgen totdat de persoon die de stoel inneemt bijna staat.
5. Vanuit de oorspronkelijke positie, als u de verhogingsfunctie wilt gebruiken, drukt u op de knop  totdat u de gewenste verhoogde positie heeft bereikt.
6. Om terug te keren naar de oorspronkelijke positie, drukt u op de knop .

7. Remote control



Hoe te gebruiken:

Steek de adapterstekker in de aansluiting aan de achterkant van de stoel en steek vervolgens de adapter in een stopcontact.

8. Onderhoud Instructies

Bewaren:

Plaats het apparaat in de doos of op een veilige, droge en koele plaats. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die de stof kunnen snijden of doorboren. Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat. Hang het apparaat niet op aan het netsnoer.

Schoonmaken:

- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Plaats het apparaat niet in een vloeistof om het schoon te maken. Reinig de stoffen bekleding met een vochtige spons met een mild schoonmaakmiddel of sopje. Dep droog met een schone, droge doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, borstels, benzine, kerosine, glas-/meubelpolish, verfverdunder of heet water om het apparaat schoon te maken.
- Zorg dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is om het apparaat schoon te maken. Laat het apparaat afkoelen en neem het af met een vochtige, schone doek. Gebruik geen sterke chemische reinigingsmiddelen.

Technical specifications

Afmetingen:

Breedte: 85,5 cm

Diepte: 96-155,5 cm

Hoogte: 102,5-79 cm

Hoogte wanneer opgeheven: 137,5 cm

Materiaal: Technologie stof + schuim

GEBRUIKSAANWIJZING – Adapter

GEBRUIKSDOEL

De adapter is bedoeld voor het leveren van stroom aan huishoudelijke toepassingen, IT-apparatuur, kantoorapparatuur of medische apparaten met veilige extra lage spanning. De adapter is een apparaat aansluitingstype (of rechtstreeks in een stopcontact gestoken), terwijl het apparaat dat moet worden gevoed, is verbonden met een snoer en stekker vanuit de adapter.

Let op en volg de instructies en waarschuwingen zoals hieronder vermeld. Anders kan er schade aan de Adapter en/of ernstig letsel optreden. Bewaar deze instructies voor verdere referentie.

De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die de ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Aansluitingen:

- Alleen verbinden met een voedingsspanning gelijk aan de spanning die op de adapter wordt getoond;
- Alleen verbinden met een belasting die de nominale belasting van de adapter niet overschrijdt;
- Alleen de adapter gebruiken in combinatie met aanbevolen producten;
- Duty cycle: Max 10%, Max T_ON: 2 minuten.
- De voedingsunit is bedoeld om correct georiënteerd te worden geplaatst in verticale of vloerpositie.

Omgevingscondities:

- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 30°C
- Bedrijfsrelatieve luchtvochtigheid: 20% ~ 95%
- Opslagtemperatuur: 0°C ~ 60°C
- Opslagrelatieve luchtvochtigheid: 20% ~ 95%
- Niet in de buurt van vuur of in een omgeving met hoge temperaturen gebruiken;
- Gebruik deze adapter niet in een stoffige omgeving;
- Alleen de adapter gebruiken in droge ruimtes binnenshuis.

- Niet blootstellen aan water of andere geleidende vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

Waarschuwingen:

- Plaats de adapter niet in de buurt van gemakkelijk ontvlambaar materiaal wanneer deze in werking is;
- Zorg voor luchtcirculatie rondom de adapter voor koeling. Bedek de adapter niet terwijl deze in werking is, anders zal oververhitting optreden;
- Plaats de adapter buiten bereik van kinderen. Sta kinderen niet toe om met de adapter te spelen.

AANBEVELING:

ZB-H290020_A: DC29V 2A

ONDERHOUD:

- Controleer de voedingskabel en uitvoerkabel op beschadigingen voor gebruik;
- Controleer de behuizing op scheuren of andere beschadigingen voor gebruik;
- LET OP: Bedien de adapter niet als de verbindingkabels of de behuizing beschadigd zijn; Een beschadigde adapter kan niet worden gerepareerd. Schakel de beschadigde adapter op een duidelijke manier uit, zodat deze geen gevaar vormt voor anderen. Gooi een beschadigde adapter weg volgens de lokale voorschriften;
- De adapter kan worden schoongemaakt met een vochtige doek, maar mag nooit direct in contact komen met water. Na het reinigen moet u ervoor zorgen dat de adapter volledig droog is;
- Gebruik geen organische oplosmiddelen (benzine, alcohol, enz.) voor het reinigen van de adapter. De behuizing van de adapter kan beschadigd raken en explosieve dampen kunnen zich ontwikkelen. Gebruik geen scherpe voorwerpen voor het reinigen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen

over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten worden begeleid om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Zekering alleen vervangbaar door gekwalificeerd professional.

SPECIFICATIES:

Ingangsspanningsbereik: AC100-240V, 50/60Hz;

Nominale uitgangsspanning: ZB-H290020_A: DC29V 2A;

Symbol uitleg:

	Dubbele of versterkte isolatiebescherming
	Voldoet aan de WEEE-richtlijn
	Raadpleeg de gebruikershandleiding voordat u het apparaat gebruikt
	Alleen voor binnen gebruik



VitaDora

LIVE. BETTER. LONGER.



Stand Up Chair

Félicitations !

Vous venez d'acheter la chaise Vitadora Stand Up, un produit conçu en tenant compte de la qualité, de la sécurité et de la fonctionnalité. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit, en particulier le chapitre sur la sécurité, afin de l'utiliser correctement et de profiter pleinement et en toute sécurité de votre nouvelle chaise Vitadora Stand Up. Conservez ce manuel pour référence future en cas de besoin.

2. Instructions de sécurité



Nous recommandons de lire attentivement toutes les instructions avant de commencer à utiliser votre nouvelle Chaise Stand Up.



- Vérifiez la compatibilité des tensions secteur et machine avant de commencer à l'utiliser.
- La chaise fonctionne à une tension de 12 V, ce qui est totalement sûr pour une utilisation humaine. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise ayant la même configuration que la fiche.
- Débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas la chaise à l'extérieur.
- Ne portez pas cet appareil par le cordon fourni comme poignée.
- Gardez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
- Cette unité n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas l'utiliser ou jouer avec.
- Ne montez pas sur la chaise.
- Ne nettoyez pas avec de l'eau ou des produits chimiques. Lors du nettoyage, n'oubliez pas de le débrancher d'abord.
- Cessez immédiatement d'utiliser la chaise en cas d'inconfort.
- Si l'utilisation de cette chaise élévatrice provoque un inconfort, elle doit être interrompue immédiatement sans tenter de manipuler le mécanisme.

Mise en garde sanitaire

- Si vous avez des préoccupations concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- Les personnes portant un pacemaker ne doivent pas utiliser ce produit.
- Pour les personnes portant un stimulateur cardiaque : Un fauteuil inclinable contient généralement des moteurs électriques et des champs électromagnétiques, qui ne devraient pas interférer directement avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque, car les modèles modernes sont bien protégés contre de telles influences. Cependant, il est toujours

prudent de consulter votre médecin pour s'assurer qu'il n'y a aucun risque spécifique à votre situation, en particulier si votre stimulateur cardiaque ou votre état de santé présente des particularités.



Attention !

- Ne montez pas sur la chaise ou ne l'utilisez pas comme une échelle.
- Une seule personne peut s'asseoir dans la chaise à la fois.
- N'utilisez pas cette chaise si vous remarquez que les câbles, les vis ou les ancrages sont en mauvais état. Vérifiez régulièrement l'état des câbles, des vis et des ancrages pour garantir le bon fonctionnement optimal de votre chaise.
- N'utilisez pas la chaise si une partie est manquante ou cassée.
- Ne cherchez pas le masseur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.
- Cette chaise ne doit être manipulée ou réparée que par un technicien autorisé.
- La boîte avec le transformateur et les télécommandes pour votre chaise est située sous la chaise, entre le cadre de la chaise.

3. Avant d'utiliser votre chaise élévatrice pour la première fois


1. Nettoyez soigneusement les pièces amovibles avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs pour nettoyer la chaise.
2. Placez la chaise sur un sol plat. Lors du déplacement de la chaise, tenez compte du type de revêtement de sol. Pour les sols sujets aux rayures, il est conseillé de fixer des patins en feutre sous les pieds de la chaise pour éviter les dommages. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés au sol par la chaise.
3. Ne soulevez jamais votre chaise par les accoudoirs. Lors du déplacement de la chaise, soulevez-la par le bas des accoudoirs ou le panneau latéral.
4. Assurez-vous que l'alimentation principale a une puissance suffisante pour la tension requise par la chaise.
5. Évitez la lumière directe du soleil ou de placer votre chaise près d'une cheminée / poêle à bois pour éviter la décoloration ou la déformation de la chaise.

4. Assemblage de la chaise


- Pour faciliter la manipulation, la chaise Stand Up est livrée en plusieurs parties pouvant être facilement assemblées.
- Déballez toutes les pièces. Placez-les sur le sol dans un endroit dégagé, de préférence dans la zone où vous avez l'intention de la placer de manière permanente.
- L'assemblage est très simple. Nous vous recommandons d'être deux pour le faire.

5. Étapes pour l'assemblage de la chaise

1. Faites glisser soigneusement la pièce du dossier de la chaise jusqu'à ce qu'elle s'adapte parfaitement à la base.
2. Connectez les fils comme indiqué sur la figure (connecteurs).
3. Ne forcez aucune connexion car chaque fiche ne s'adapte qu'à sa paire (celle de la même couleur).



Assemblée



Connexions

6. Comment incliner votre chaise, replier le repose-pieds et élever la chaise

1. Tant l'inclinaison du dossier, le repli du repose-pieds que les fonctions de réhaussement sont automatiques.
2. Vous avez juste à appuyer sur les boutons sur la manette qui contrôlent ces fonctions (Figure A).
3. En appuyant sur le bouton , vous pouvez incliner le dossier tout en abaissant le repose-pieds. Comme c'est automatique, vous devez simplement relâcher le bouton une fois que vous avez atteint la position désirée.
4. Pour revenir à la position initiale, appuyez sur le bouton . Si vous maintenez le bouton enfoncé, le siège commencera à se lever jusqu'à ce que la personne assise soit presque debout.
5. À partir de la position initiale, si vous souhaitez utiliser la fonction de réhaussement, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que vous atteigniez la position rehaussée souhaitée.
6. Pour revenir à la position initiale, appuyez sur le bouton .

7. Télécommande



Comment utiliser :

Insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise à l'arrière de la chaise, puis branchez l'adaptateur dans une prise électrique.

8. Instructions d'entretien

Ranger :

Placez l'appareil dans sa boîte ou dans un endroit sûr, sec et frais. Évitez tout contact avec des bords tranchants ou des objets pointus qui pourraient couper ou perforer le tissu. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas suspendre l'appareil par le cordon d'alimentation.

Pour nettoyer :

- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Ne placez pas l'appareil dans un liquide pour le nettoyer. Nettoyez la housse en tissu en l'essuyant avec une éponge humide, en utilisant un détergent doux ou de la mousse. Séchez en tapotant avec un chiffon propre et sec.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, de brosses, d'essence, de kérosène, de produits pour vitres ou meubles, de diluants pour peinture ou d'eau plus chaude que 120 pour nettoyer l'appareil.
- Pour nettoyer l'appareil, assurez-vous que le masseur est débranché. Laissez l'appareil refroidir et essuyez-le avec un chiffon propre et humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques puissants.

Spécifications

Dimensions:

Largeur : 85,5 cm

Profondeur : 96-155,5 cm

Hauteur : 102,5-79 cm

Hauteur lorsque soulevé : 137,5 cm

Matériau : Tissu technologique + Mousse

UTILISATION

L'adaptateur secteur est conçu pour fournir de l'électricité aux appareils domestiques, équipements informatiques, équipements de bureau ou dispositifs médicaux à tension extra basse sécurisée. L'adaptateur secteur est un dispositif de type connecteur (ou directement branché dans une prise électrique), tandis que l'appareil à alimenter est connecté à l'adaptateur secteur via un cordon et une fiche.

Veuillez noter et suivre les instructions et avertissements comme indiqué ci-dessous. Sinon, cela pourrait entraîner des dommages à l'adaptateur secteur et/ou des blessures graves. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Connexions :

- Brancher uniquement sur une tension d'alimentation égale à celle indiquée sur l'adaptateur secteur ;
- Brancher uniquement sur une charge qui ne dépasse pas la charge nominale de l'adaptateur secteur ;
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur en combinaison avec des produits recommandés ;
- Cycle de service : Max 10 %, Max T_ON : 2 minutes.
- L'unité d'alimentation doit être placée correctement en position verticale ou au sol.

Conditions environnementales :

- Température de fonctionnement : 0°C à 30°C
- Humidité relative de fonctionnement : 20 % à 95 %
- Température de stockage : 0°C à 60°C
- Humidité relative de stockage : 20 % à 95 %
- Ne pas utiliser près du feu ou dans un environnement à haute température ;

- Ne pas utiliser cet adaptateur secteur dans un environnement poussiéreux ;
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur dans des espaces intérieurs secs. Ne pas exposer à l'eau ou à d'autres liquides conducteurs pour éviter les chocs électriques.

Avertissements :

- Ne pas placer l'adaptateur secteur près de matériaux facilement inflammables lorsqu'il est en fonctionnement ;
- Assurer une circulation d'air autour de l'adaptateur secteur pour le refroidissement. Ne pas couvrir l'adaptateur secteur lorsqu'il est en fonctionnement, sinon il risque de surchauffer ;
- Tenir l'adaptateur secteur hors de portée des enfants. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'adaptateur secteur.

RECOMMANDATION :

ZB-H290020_A : DC29V 2A

ENTRETIEN :

- Vérifier le câble d'alimentation et le câble de sortie pour tout dommage avant utilisation ;
- Vérifier le boîtier pour les fissures ou autres dommages avant utilisation ;
- ATTENTION : Ne pas utiliser l'adaptateur secteur si les câbles de connexion ou le boîtier sont endommagés ; Un adaptateur secteur endommagé ne peut pas être réparé. Mettre hors service de manière évidente l'adaptateur secteur endommagé pour ne pas constituer un danger pour autrui. Jeter un adaptateur secteur endommagé conformément aux réglementations locales ;
- L'adaptateur secteur peut être nettoyé avec un chiffon humide, mais ne doit jamais être en contact direct avec de l'eau. Après le nettoyage, s'assurer que l'adaptateur secteur est complètement sec ;
- Ne pas utiliser de solvants organiques (essence, alcool, etc.) pour nettoyer l'adaptateur secteur. Le boîtier de l'adaptateur secteur pourrait être endommagé et des vapeurs explosives pourraient

- se former. Ne pas utiliser d'objets pointus pour le nettoyage.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
 - Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires pour éviter tout danger.
 - Le fusible ne peut être remplacé que par un professionnel qualifié.

SPÉCIFICATIONS :

Plage de tension d'entrée : AC100-240V, 50/60Hz ;
Tension de sortie nominale : ZB-H290020_A : DC29V 2A ;

Explication des symboles :

	Protection double ou renforcée contre les chocs électriques
	Conforme à la directive DEEE
	Consultez le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil
	Uniquement pour une utilisation en intérieur

Stand Up Chair

Rise to comfort and vitality with the Vitadora Stand Up Chair!